



アブソリュートミル
ABS-W



仕 様

型 式	ABS-W
電 源	AC 100V 50/60Hz 975W
回 転 数 / 高 速	24,000rpm
回 転 数 / 可 変	1,000~15,000rpm
寸 法	185×220×330(H) (容器セット時)
重 量	6.5kg(容器セット時)
容 器	150mL SUS容器 (カッター組込済)
価 格	¥261,000

特 徴

アブソリュート ミルは生薬、薬草、錠剤、錠物、木片等、乾燥したものなら殆どのものを瞬時に粉碎します。

容器は3mm厚のSUS304を使用しています。

粉碎容器部は分離式なので試料の取り出しが簡単で水洗い洗浄が出来ます。コンタミの心配が無く、多種類の試料の粉碎が出来ます。

本体モーター部は高性能で、975Wのモーターパワーと24,000rpmの超高速回転を誇り、しかも極めて長時間の連続運転が出来ます。(但し、容器の連続運転時間は1分です)

オプション交換部品 / 価格



型番	内容	価格
① PN-B11	SUS容器セット(フタなし)	¥96,000
② PN-W02	標準フタ	¥20,000
③ PN-W03	微粉碎フタ	¥22,000

型番	内容	価格
④ PN-B12	カッターアセンブリー	¥26,400
⑤ PN-B13	SUSカッター(SUS304)	¥9,000

粉碎データ

データ/塩乾物及び角質粉碎例



データ/フィルム付き錠剤とカプセル粉碎例



試料名	1 鯉節	2 根昆布	3 角質(爪)
処 理 量	20グラム	20グラム	2グラム
75ミクロン以下	12グラム	10グラム	1.3グラム
150ミクロン以下	4グラム	5グラム	0.3グラム
150ミクロン以上	4グラム	5グラム	0.3グラム

試料名	4 黄色錠剤	5 白色錠剤	6 カプセル
処 理 量	20グラム	20グラム	2グラム
75ミクロン以下	12グラム	10グラム	1.3グラム
75ミクロン以上	4グラム	5グラム	0.3グラム

※ 粉碎条件:1~6全ての試料は、微粉碎フタを使用し、24000回転で60秒間運転した結果のものです。但し、1と2の試料は標準フタで10秒間前粉碎しております。