


ボトルカップセット (BC250) 仕様変更のお知らせ

弊社取扱製品ワーリングブレンダー (7011HBC 及び J-SPEC ブレンダー各種) における容器セット「BC250」のパーツ構成が以下のように変更されました。

旧来はボトルブレンダー用ベース (PN-JW02) でカッター、パッキン、ボトルを固定した後にベースアダプター (PN-JW01) をセットして本体に取り付けておりましたが、PN-JW02 と PN-JW01 を一体化した容器アダプター (PN-JW03) を使用する事によってより簡便に容器セットを本体に取り付けることができるようになりました。



ラボ用輸入機材専門メーカー
大阪ケミカル株式会社