

# Force Mill

フォースミル F.M.J



## 試 料



ほうじ茶

絹豆腐

大豆

## デ ー タ

試 料	ほうじ茶	絹豆腐	大豆
処理量	10g	20g	40g
時 間	30sec	30sec	30sec
粉末状態	95%	98%	98%

## フォースミル FM-1

### 特 徴

小型機では大きめの300mLの粉砕槽を持っています。粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。カッターは乾燥物用のミル刃 ~~液体用のミル刃~~ を使用することが出来ます。粉砕槽は本体より分離できカッターの着脱もワンタッチで出来ますので洗浄が簡単で、常に清潔な状態で使用できます。又、複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に取り替える事により、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することが出来ます。

### 仕 様

型 式	FM-1
電 源	AC100V, 50/60Hz
電 気 容 量	220W (定格: 3分)
回 転 数	22,000rpm
寸 法	105×113×221mmH
重 量	1.4kg
容 量	300mL
付 属 品	<del>液体用ミル刃</del> ミル刃
管 格	¥15,000

### フォースミル専用交換部品



型 番	品 名	価 格
① PH-J21	粉砕容器 (カッター別売)	¥8,300
<del>② PH-J22</del>	<del>液体用ミル刃</del>	<del>¥3,000</del>
③ PH-J23	ミル刃	¥3,500

製造中止