

Labo Milser LM-PLUS ラボミルサープラス

ラボミルサープラス LM-PLUS



特 徴

錠剤粉碎に非常に便利な粉碎機です。ミクロン容器、小容器、大容器を選択して数錠から100錠程度まで短時間で簡単に粉碎します。粉碎後の粉碎槽や容器は水洗いすることが出来、コンタミの危険性を極小化します。しかも粉碎槽とガラス容器は煮沸消毒が出来ますので衛生面も配慮されています。機能的には毎分20,000回転と超高速でトルクも強く、連続使用が5分とこのクラスで最もタフで、錠剤粉碎に適した粉碎機です。さらにモーターの焼き付きを防ぐ安全装置(リセットスイッチ)がついています。

仕 様

型 式	LM-PLUS
電 源	100V, 50/60Hz,
電 気 容 量	200W
定 格	5分
回 転 数	20,000rpm
寸 法	(縦)133×(横)113×(高さ)280mm ※スイッチカバーセット時
重 量	1.5kg ※大ガラス容器セット時
商 品 構 成	本体+オプション①~⑤、ミニブラシ
価 格	¥17,500



オプション

①	PN-J57	粉碎槽(カッター付)	¥5,500
②	PN-J51	大ガラス容器	¥2,500
③	PN-J54	小ガラス容器	¥1,500
④	PN-J55	ミクロン容器(メタアクリル製)	¥3,000
⑤	PN-J53	スイッチカバー	¥2,500

試 料/データ

データ/フィルム付き錠剤とカプセル粉碎例

粉碎条件：1~4全ての試料はミクロン容器を使用し、20000回転で30秒間運転した結果のものです。

試 料 名 処 理 量	1. 白色錠剤 5錠(2グラム)	2. 黄色錠剤 5錠(2グラム)	3. 橙色錠剤 5錠(2グラム)	4. カプセル 5錠(3グラム)
250ミクロン 以下				
フィルター後 残留物				

輸入発売元
大阪ケミカル株式会社

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F
TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070
E-mail: info@daichem.co.jp
http://www.daichem.co.jp